

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamWear



MARK

**Esta mascara
lo cambia todo**

Es como usar nada en absoluto

Los pacientes pueden dormir como deseen con la libertad y comodidad de DreamWear.

Los pacientes pueden dormir como si no estuviesen allí.

¿Los pacientes suelen tener problema encontrando una posición cómoda al momento de dormir o se sienten restringidos por la tubuladura del cpap? Dreamwear es una máscara innovadora creada para dar al paciente la elección de dormir como ellos deseen.

Lo mejor en almohadillas y máscaras nasales

El diseño único de DreamWear ofrece muchos beneficios de las almohadillas y mascarillas nasales, para permitir que los pacientes tengan lo mejor de ambos tipos de máscaras, permitiéndoles más libertad de movimiento y comodidad, que la máscara prescrita. Los pacientes de DreamWear sienten que no están usando nada.

Beneficios

El codo conector de la tubuladura está colocado en la parte superior de la cabeza para ofrecer mayor libertad de movimiento durante la noche.

Previene las marcas rojas, molestias, irritación en las fosas nasales o en el puente de la nariz.

Los pacientes califican a DreamWear como la máscara más estable, más cómoda y más atractiva que la prescrita por el médico.

El marco de silicona suave, flexible y las envolturas de tela proporcionan más suavidad al tocar al paciente.

Los usuarios nos dijeron que DreamWear les dio más libertad para moverse, que tiene un mejor ajuste que su máscara prescrita, y que los hace sentir como si no tubiesen nada en la cara durante la terapia.



El tamaño de la almohadilla DreamWear se determina midiendo la longitud y el ancho de la nariz con el medidor de tamaño simple.



Para comenzar

Para obtener más información acerca de DreamWear y porque puede ser una de las únicas máscaras nasales que puede ofrecer a sus pacientes, puede ponerse en contacto con un representante de philips respironics para obtener más información.

DreamWear pak Número

DreamWear con arnés, marco mediano y todas las tallas de almohadillas.	1116700
--	---------

DreamWear con arnés, marco mediano y todas las tallas de almohadillas.	1116701
--	---------

DreamWear con arnés y marco pequeño Número

Almohadilla pequeña	1116685
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116686
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116687
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116688
-------------------------	---------

DreamWear con arnés y marco mediano Número

Almohadilla pequeña	1116680
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116681
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116682
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116683
-------------------------	---------

DreamWear con arnés y marco grande Número

Almohadilla pequeña	1116690
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116691
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116692
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116693
-------------------------	---------

Almohadilla pequeña	1116710
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116711
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116712
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116713
-------------------------	---------

DreamWear con arnés y marco mediano Número

Almohadilla pequeña	1116705
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116706
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116707
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116708
-------------------------	---------

DreamWear con arnés y marco grande Número

Almohadilla pequeña	1116715
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116716
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116717
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116718
-------------------------	---------

DreamWear repuesto Número

Almohadilla pequeña	1116740
---------------------	---------

Almohadilla mediana	1116741
---------------------	---------

Almohadilla Grande	1116742
--------------------	---------

Almohadilla media ancha	1116743
-------------------------	---------

Arnés	1116750
-------	---------

Marco pequeño	1116745
---------------	---------

Marco mediano	1116746
---------------	---------

Marco grande	1116747
--------------	---------

Envoltura de tela	1116754
-------------------	---------



Guía de ajuste para pacientes



1 Sostenga el medidor de forma horizontal debajo de la nariz y seleccione el tamaño de la almohadilla según el borde exterior.



2 La abertura de la almohadilla se coloca directamente debajo las fosas nasales.
La almohadilla se abrazara a la nariz y la fuga será mínima.

(En ningún momento la nariz debe estar dentro de la abertura de la almohadilla.
Si alguna parte de la almohadilla se superpone a la nariz, la almohadilla esta siendo usada incorrectamente)



3 Con la máscara puesta, coloque la almohadilla debajo de la nariz.



4 Coloque el marco en la parte superior de la cabeza.



5 Tire del arnés sobre la parte posterior de la cabeza.



6 Para ajustar la máscara, retire las pestañas de fabrica del arnés. Ajuste la longitud de las correas, presione las pestañas hacia atrás contra la tela para pegar.

(Nota: No presione demasiado el arnés)



7 Coloque la máscara hasta que encaje cómodamente.
Una vez listo, el codo de la tubuladura debe descansar sobre la parte superior de la cabeza..



MARK



©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
(Royal Philips) or their respective owners.